

C65T

**Caratteristiche**

Capacità	65 lt (2,30 cu ft)
Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	cm 70 x 44 x 47 <i>Dimensioni interne (L x P x H) cm 47 x 37,5 x 35 (+ vano 15 x 37,5 x 17); Peso kg 24</i>
Struttura ed Isolamento	Materiale plastico atossico int. ed est., spessore 40 mm
Porta	n.1 coperchio cieco
Serratura con chiave	
Dotazione interna	Nr.1 cestello dim. cm. 46 x 36 x 32 (L x P x H) Nr.1 cavo per accendisigari
Controllore	Termostato elettronico digitale
Allarmi	Acustico-visivi per deviazioni di temperatura
Refrigerazione	Statica
Sbrinamento	Manuale

Dati Tecnici**Dettagli**

- Refrigerante: R134a CFC free
- Tensione di alimentazione: 12V
- Corrente assorbita nominale 12 Vcc: 3,68 A
- Potenza assorbita nominale: 45 W
- Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+32 °C; umidità 60%
- Presa per Accendisigari

Conformità Direttive	2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
-----------------------------	--

Accessori

Alimentatore 230V	Setpoint +22°C; Impostabile tra +30/-20°C
--------------------------	---

Accessori

Alimentatore 230V

Registratore grafico di temperatura

Datalogger

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.

Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy
Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028
info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it
P.I.00934960352
Registro A.E.E. IT802000002833