

## ULTRAFREEZER VERTICALE 360



### Caratteristiche

<b>Campo Temperatura</b>	-50 /-86 °C
<b>Capacità</b>	360 lt (12,72 cu ft)
<b>Dimensioni d'ingombro (L x P x H)</b>	cm 75,5 x 89 x 199,2 <i>Dimensioni interne (L x P x H) cm 45 x 62,6 x 127,6; Peso kg 285</i>
<b>Struttura ed Isolamento</b>	int. acciaio inox ed est. acciaio plastificato bianco; spessore 130 mm
<b>Porta</b>	n.1 porta cieca in acciaio plastificato bianco + n.2 controporte interne
<b>Serratura con chiave</b>	
<b>Ruote</b>	Ruote con freno
<b>Dotazione interna</b>	n.3 ripiani + fondo
<b>Controllore</b>	Termostato elettronico digitale con schermo 7" Touchscreen
<b>Allarmi</b>	Acustico-visivi per deviazioni di temperatura (alta e bassa), alta temperatura condensatore, porta aperta, guasti, mancanza corrente e batteria assente. Sistema provvisto di batteria a tampone, operativo anche in caso di blackout.
<b>Registrazione dati ed eventi</b>	Grafico delle temperature giornaliere sempre disponibile a display 7". Memoria interna con registrazione degli ultimi 180 giorni scaricabili a pc tramite porta USB (software incluso).
<b>Connettività</b>	Porta USB; contatto pulito; porta Ethernet RJ45
<b>Foro passacavi mm 26</b>	
<b>Refrigerazione</b>	Statica

### Dati Tecnici

<b>Dati tecnici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nr.2 compressori con sistema a cascata</li> <li>Refrigerante: R455A nel primo stadio; R170 nel secondo. Gas CFC free.</li> <li>Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz</li> <li>Assorbimento istantaneo: 0,68 kW (3,6 A)</li> <li>Consumo: 8,5 kWh/24H</li> <li>Calore emesso: 320 W</li> <li>Rumorosità: &lt; 52 dBA</li> <li>Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+25 °C; umidità 60%</li> <li>Presa: Schuko</li> </ul>
<b>Conformità Direttive</b>	2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE (ROHS II) e successive modifiche e integrazioni
<b>Imballo</b>	Cassa di legno <i>Dim. cm.107 x 107 x 223; Kg.369</i>

### Accessori

Ripiano supplementare
Sonda PT100 contatti liberi
Impianto di Back-up a CO2
Impianto di Back-up a LN2
Stabilizzatore di tensione di rete
Tubo alta pressione da mt 1 o 2
Rack di stoccaggio in acciaio inox
Box di stoccaggio in policarbonato
Guanti idrorepellenti
Frequenza 60 Hz

**FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.**

Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy

Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028

info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it

P.I.00934960352

Registro A.E.E. IT8020000002833