

SUPERFREEZER ECO 130



Caratteristiche

Campo Temperatura	-16/-28 °C
Capacità	130 lt (4,60 cu ft)
Dimensioni d'ingombro (L x P x H)	cm 55 X 66 X 86 <i>Peso kg 45</i>
Struttura ed Isolamento	esterno in acciaio plastificato bianco/interno in materiale plastico atossico, spessore 80 mm
Porta	n.1 porta cieca
Dotazione interna	n.4 cassette
Controllore	Termostato digitale LCD
Allarmi	Acustico-visivo per deviazione temperatura
Refrigerazione	Statica
Sbrinamento	Manuale

Dati Tecnici

Dettagli	<ul style="list-style-type: none">• Refrigerante: R600a CFC free• Tensione di alimentazione: 230V/1/50Hz• Classe energetica: A++• Rumorosità < 40 dB• Temperatura Ambiente di utilizzo: +10/+32 °C; umidità 60%• Presa: Schuko
Conformità Direttive	2014/30/CE, 2014/35/CE e successive modifiche e integrazioni
Imballo	Cartone su pallet <i>Dim. cm.66x70x103; Kg.50</i> <ul style="list-style-type: none">• Possibilità di imballo in gabbia di legno: dim. cm.75x76x106; Kg.71

Accessori

Serratura con chiave

DMLP UNIT

Modulo esterno con DMLP DIGITAL MONITOR: sistema di allarme e registrazione temperature con batteria a tampone
- Registratore di temperatura ed allarmi su SD Card estraibile, con memoria degli ultimi 5 anni e registrazione ogni minuto. La Sd è collegabile a qualsiasi Pc tramite card-reader e include il software (Capture) con cui è possibile scaricare, salvare e stampare tutti i dati sotto forma di grafico o tabella.
- Batteria a tampone che garantisce allarmi e registrazione delle temperature anche in assenza di corrente. La batteria ha una durata di circa 12 ore in caso di black-out
- Predisposizione per allarme remoto (contatto pulito) + porta RS485

DMLP PRINTER

FIOCCHETTI SCIENTIFIC S.R.L.
Via Panagulis, 48 - 42045 Luzzara (RE) Italy
Tel. +39 0522 976232- Fax +39 0522 976028
info@fiocchetti.it - www.fiocchetti.it
P.I.00934960352
Registro A.E.E. IT8020000002833